



, ma abbiamo bisogno di design.

, nessuno deve essere affamato.

A close-up photograph of two hands, one palm and one back of hand, showing significant skin wrinkling and discoloration. The skin is dark brown and heavily textured with deep creases. The hands are positioned against a blue background. The text 'HANDYCURE' is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font.

HANDYCURE




handycure

some handsome hands!




1 prendere una piccola quantità di crema



2 massaggiare con cura le mani



3 risciacquare abbondantemente





handycure
hi-pigment cream

La linea di prodotti Handycure vi permette di nutrire la pelle delle vostre mani conferendo un naturale aspetto trascurato. Il pigmento naturale si fissa immediatamente alla pelle, in particolare nelle pieghe naturali presenti alle estremità delle dita; con il successivo risciacquo, il pigmento in eccesso viene eliminato lasciando sulle mani le inequivocabili tracce di una attività manuale pesante. Il pigmento scivola istantaneamente evitando il rischio di sporcare persone o oggetti al successivo contatto.

Della stessa linea fanno parte Handycure Restore, per il ripristino veloce delle mani trattate con crema Handycure, e Handycure Maintenance, sapone fissativo per conservare a lungo il trattamento delle mani.

Tutta la linea Handycure è dermatologicamente testata e contiene importanti principi nutritivi, emollienti e idratanti per la pelle delle mani, unitamente ad una fragrante profumazione.

ELYRON ***** pharmaceuticals
 Milano Torino London
 reg. Im. Torino, Italy

Art. no. 00521/8
50 ml e
 8128,7,9,45811,14

BEAUGLYFUL.

Handycure è la esclusiva linea di cosmetici che vi donerà la sensazione di essere parte attiva del nostro tempo, in piena sintonia con il mondo. Con **handycure** avrete mani naturalmente trascurate e protette al tempo stesso. Provatela subito!



handycure

some handsome hands!



sull'amore, non sulla paura.



INSTANT-ACHE

instant-ache 

microfiale per assunzione orale

Elyron Pharmaceuticals

instant-ache 

Attenzione: per l'uso leggere attentamente l'istruzione interna.

Indicazioni, posologia e modo d'uso
Vedi foglio illustrativo.

Composizione (per 100 ml)

Principio attivo: Sicomoro estratto secco idroalcolico al 25% di Antocianidine, mg. 175.

Eccipienti: Olio vegetale di soia, Grassi vegetali parzialmente idrogenati, Gelatina, Glicerolo, Ferro ossido rosso, Ferro ossido nero, Sodio etil paraben, Sodio propil paraben, Acqua demineralizzata.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

No. 12 microfiale per assunzione orale, da ml. 2 cadauna.



8 004020 931322



instant-ache
SOLUZIONE PER ASSUNZIONE ORALE
Esteri Pharmaceutici
S.p.A. Italy



instant-ache
SOLUZIONE PER ASSUNZIONE ORALE
Esteri Pharmaceutici
S.p.A. Italy



instant-ache
SOLUZIONE PER ASSUNZIONE ORALE
Esteri Pharmaceutici
S.p.A. Italy



instant-ache
SOLUZIONE PER ASSUNZIONE ORALE
Esteri Pharmaceutici
S.p.A. Italy



instant-ache
SOLUZIONE PER ASSUNZIONE ORALE
Esteri Pharmaceutici
S.p.A. Italy



instant-ache
SOLUZIONE PER ASSUNZIONE ORALE
Esteri Pharmaceutici
S.p.A. Italy



HEALTH
IS NOT AN ALIBI.

